

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV ARTIDYS



MODELO

Artidys

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

El cabecero Artidys combina estética y ergonomía para facilitar el acceso a la funcionalidad de los equipos de profesionales sanitarios. Se integra fácilmente en varios ambientes y decoraciones. Se puede combinar fácilmente con las unidades de iluminación de pared de la gama TLV para ofrecer una solución discreta y elegante para las salas de cuidados estándar y proporcionar comodidad y seguridad a los pacientes y a los profesionales sanitarios.

Diseño y ergonomía

El marco ARTIDYS es totalmente personalizable con la decoración de su elección. Sus características estéticas y técnicas proporcionan una forma discreta y práctica de poner a disposición el equipo.

Fácil mantenimiento



El bastidor deslizante montado sobre un sistema de rodamientos de bolas facilita la apertura para acceder a los dispositivos de mando, que están protegidos del polvo. Los compartimentos del vertedero están separados por cubiertas independientes para facilitar el mantenimiento.



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Artidys	HOSPITALIZACIÓN

CONFIGURACIÓN



Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France