

SDGM

Equipo

COMPONENTES PARA CENTRALES DE DISTRIBUCIÓN

REFERENCIA DEL ACCESORIOS

- **FABRICANTE:** Varios

DESCRIPCIÓN


Liras: Tienen una dirección de montaje (izquierda o derecha) y se suministran por pares (1 izquierda y 1 derecha). Se montan perpendicularmente a la fijación de la pared. El número de mangueras a instalar depende del número de botellas.

VSP: Permite aislar la unidad central de la red del cliente, limitando las presiones excesivas de la red y alimentando la red de forma segura durante el mantenimiento.

Otros accesorios.



1



2



3




4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS				MODELO CENTRAL		TIPO CENTRAL		LEYENDA
162637	LIRAS AIRE (L+R) TIPO B NF	AIRE				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	1
162638	LIRAS N2O (L+R) TIPO U NF	N ₂ O				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	
162636	LIRAS O2 (L+R) TIPO F NF	O ₂				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	
162639	LIRAS N2 E CO2 (L+R) TIPO C NF	CO ₂				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	
162641	VSP DNP NF AIR - 12 BAR Máximo	AIRE				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		2
162640	VSP DNP NF O2- 12 BAR Máximo	O ₂				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162642	VSP DNP NF N2O- 12 BAR Máximo	N ₂ O				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162643	VSP DNP NF CO2- 12 BAR Máximo	CO ₂				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162644	VSP DNP NF N2 - 12 BAR Máximo	N ₂				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162645	VSP SNP NIST O2 - 10 BAR Máximo	O ₂				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162646	VSP SNP NIST AIR - 10 BAR Máximo	AIRE				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162647	VSP SNP NIST N2O - 10 BAR Máximo	N2O				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162648	VSP SNP NIST CO2 - 10 BAR Máximo	CO2				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
162649	VSP SNP NIST N2 - 10 BAR Máximo	N2				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL		
37352	RACCORD HP 5/10 1/4G	AIRE	O ₂	N ₂ O	CO ₂	DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	3
168348	JUNTA TÓRICA R5	AIRE				DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	4

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS				MODELO CENTRAL		TIPO CENTRAL		LEGENDA
		AIRE	O ₂	N ₂ O	CO ₂	DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	
37188	TUBE CUIVRE (5X10) 2M DEGRAIS-	AIRE	O ₂	N ₂ O	CO ₂	DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	-
153145	SUPORTE INOX POR 1 GARRAFA	AIRE	O ₂	N ₂ O	CO ₂	DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	7
79230	FITTING SWAG B-15M0-1-8RT 15MMX1/2" (D15)			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	8
16407	RACOR ACODADO G1/4"F 16X1,336M - Para Captadores en ECOGAZ			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	9
16398	CONEXÃO COM AR M20X1,5 LATÃO EPDM			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	10
16524	CONEXÃO LT-Cr G3/8 BSPP M - BC 10MM LT			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	11
83621	SWAG COUPLING 3/8" CON - 10mm BRASS			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	12
16474	CONEXÃO INOX Ø16x1,336 SI M - BC 10MM			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	13
89948	JOINT CUIVRE 11*6*2			-		DANUBE	ECOGAZ	PRINCIPAL	EMERGENCIA	-

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.