

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV COCOON



MODELO

Cocoon

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

El cabecero COCOON es ideal para todo tipo de instituciones sanitarias. La calidad de la luz favorece el confort y el bienestar de los pacientes y los profesionales sanitarios.

Diseño y ergonomía

La configuración de Cocoon ha separado el espacio del paciente del ambiente médico. La mesita de noche integrada en el velador está suspendida para facilitar la limpieza del suelo. Se incluye un cajón ergonómico para facilitar el acceso cuando el paciente está tumbado.

Innovación

Disponible en versión LED, el aplique LYSA dispone de un sistema óptico eficaz y cómodo para los pacientes y el personal del hospital. La integración, como opción, de una iluminación dinámica que simule un ciclo de luz de 24 horas, será útil para el bienestar del paciente.




GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Cocoon	UCI

CONFIGURACIÓN

Lado de la enfermera




Lado del paciente



ESTUDIO DE ILUMINACIÓN

- Habitación estándar
- Dimensiones de la sala: 3 m x 3 m, altura del techo 2,5 m
- Coeficientes de reflexión: techo 7, paredes 5 y suelo 3
- Coeficiente de depreciación 0,83



Iluminación general




Plano de iluminación general virtual de una superficie igual a la de la habitación, situada a 0,85 m del suelo (3 m x 3 m para una habitación individual).

Iluminación de lectura

Plano de lectura virtual de 0,3 m x 0,3 m inclinado a 75° situado a 1,1 m del suelo y a 1 m de la pared donde se encuentra la unidad.

Iluminación de cuidado

Plano de examen virtual de 2 m x 0,9 m situado a 0,85 m del suelo, centrado en la anchura y a 0,1 m de la pared.

	Módulo 4 Ft	Módulo 2 Ft	Iluminación general y luces de lectura combinadas
LED			
Consumo	33,2 W	10,8 W	44 W
Iluminación media	125 lx	353 lx	397 lx

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France