

SDGM

Equipo

## ALARMAS CUADRO DALIAN

### MODELO

DALIAN

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- EN ISO 7396-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** ALMS
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa

### DESCRIPCIÓN

Dalian es un producto sanitario esencial para el estándar de red de una etapa. Esta caja de válvulas de cierre de área asegura la distribución de los gases medicinales, identifica los errores y abastece la red en caso de emergencia.

#### Modular

- Compatible con todos los gases medicinales;
- Configuración flexible: de 1 a 3 gases, con o sin alarma, montaje en superficie o encastrada;;
- Personalización del armario: atractivos adhesivos (para departamentos pediátricos).

#### Seguridad garantizada

- Bloque de aislamiento permanente, fácil de instalar;
- Manómetro con sensor incorporado;
- Válvula incorporada y entrada de gas de emergencia para conectar una botella para alimentar la red;
- Apertura de punzón de emergencia.

#### Eficiencia y economía

- Premontaje uniforme de los tubos
- Fácil montaje del kit de gas en un solo paso
- El armario se puede reutilizar gracias al kit de tubos que se vende por separado



Ref:

pág. 1/2

FTIE046A  
ES

## CONFIGURACIÓN

Gases disponibles: O<sub>2</sub>, Aire, N<sub>2</sub>O, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, Aire-800 y vacío

Presión de: 5 bar

Estándar de entrada de gas: NIST

Tipo de montaje: Empotrado o de superficie

Conexión del sensor: M10 x 100

Conexión de red: Tubo de cobre listo para soldar, diámetro 13/15 y 20/22 mm

### Dimensiones:

- Peso de la caja montada en el suelo: 10 kg (incluyendo 3 kits y 1 VIGI)

- Peso de la caja de montaje en superficie: 12 kg (incluyendo 3 kits y 1 VIGI)

**Masa de los materiales magnéticos:** 7 kg

## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SUMINISTRO	FABRICANTE
157953	CUADRO DALIAN EMPOTRAR CON ALARMA VIGI	UNI	ALMS
157944	CUADRO DALIAN EMPOTRAR SIN ALARMA	UNI	ALMS
157952	CUADRO DALIAN SUPERFICIE CON ALARMA VIGI	UNI	ALMS
157943	CUADRO DALIAN SUPERFICIE SIN ALARMA	UNI	ALMS
157934	CUBIERTA DE PORTECCIÓN DALIAN	UNI	ALMS
157946	KIT GAS DALIAN AIRE	UNI	ALMS
157950	KIT GAS DALIAN AIRE MOTOR	UNI	ALMS
157948	KIT GAS DALIAN CO <sub>2</sub>	UNI	ALMS
157947	KIT GAS DALIAN N <sub>2</sub>	UNI	ALMS
157949	KIT GAS DALIAN N <sub>2</sub> O	UNI	ALMS
157945	KIT GAS DALIAN O <sub>2</sub>	UNI	ALMS
157951	KIT GAS DALIAN VACÍO	UNI	ALMS
157928	ETIQUETA DALIAN AIRE	UNI	ALMS
157927	ETIQUETA DALIAN O <sub>2</sub>	UNI	ALMS
157929	ETIQUETA DALIAN VACUUM	UNI	ALMS

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: Air Liquide Medical Systems S.A.(Sede Social) 6 Rue Georges Besse, 92160 Antony- Francia

Ref:

pág. 2/2

**FTIE046A**  
**ES**