

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV FLUIDYS HORIZONTAL

MODELO

Fluidys Horizontal

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- EN ISO 11197
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 7396-1
- Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

El cabecero horizontal FLUIDYS está diseñado para ser ergonómico y fácil de usar para los profesionales de la salud. Es perfecto para las unidades de cuidados intensivos o las salas de recuperación.


FLUIDYS ofrece la posibilidad de integrar la iluminación indirecta y/o directa, con o sin carril. Los rieles de montaje de accesorios pueden alojar varias piezas de equipo biomédico.

Los carros deslizantes se utilizan para la instalación de estanterías y cajones. Facilitan el manejo de los equipos. Las estanterías están diseñadas para cumplir los más altos estándares de higiene y durabilidad. Su superficie es de material compacto de núcleo blanco (HPL). Los estantes pueden albergar uno o dos cajones de Kydex antibacteriano. Los cajones son extraíbles para facilitar su limpieza.




GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Fluidys	Hospitalización




CONFIGURACIÓN


Fluidys Mono




Fluidys Duo



Fluidys 3 x 120



Fluidys 160 + 120



- 1 Compartimento de iluminación general
- 2 Compartimento de corriente débil
- 3 Compartimento de corriente de alimentación
- 4 Compartimento de gases medicinales
- 5 Compartimento para la luz de lectura

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France