

SDGM

Equipo

## CABECEROS TLV FLUIDYS UP

### MODELO

Fluidys UP

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb


### DESCRIPCIÓN

Los cabeceros suspendidos FLUIDYS son un producto sanitario compacto que proporciona toda la funcionalidad esencial para las salas de urgencias, cuidados intensivos y reanimación.




## GAMA PRODUCTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Fluidys	UCI/ Reanimación/Salas de Urgencias



- 1 Compartimento de corriente débil
- 2 Compartimento de corriente fuerte
- 3 Compartimento de gases medicinales

### CONFIGURACIÓN



Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France