

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

REDUCTORES DAMAO

MODELO

DAMAO

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA


- ISO 7396-1
- Directiva 93/42/CEE

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** ALMS
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

El segundo reductor DAMAO está diseñado para la distribución de fluidos médicos en hospitales. Su función es reducir el gas (de la red primaria entre 8 y 10 bar) a la presión de la red secundaria a presiones estándar (entre 3,9 y 4,8 bar según el tipo de gas y 8 bar para el aire del motor).



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SUMINISTRO	FABRICANTE
144652	REDUCTOR DUPLO DAMAO O2 NF 4 BAR	UNI	ALMS
144713	REDUCTOR DUPLO DAMAO AIR NF 4 BAR	UNI	ALMS
144714	REDUCTOR DUPLO DAMAO AIR-800 NF 8BAR	UNI	ALMS
144712	REDUCTOR DUPLO DAMAO N2O NF 4 BAR	UNI	ALMS
144716	REDUCTOR DUPLO DAMAO CO2 NF 4 BAR	UNI	ALMS
146173	Cobertura DAMAO	SAC 5 UNI	ALMS
91649	Selo DAMAO	SAC 10 UNI	ALMS

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: Air Liquide Medical Systems S.A.(Sede Social) 6 Rue Georges Besse, 92160 Antony- Francia