

# FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

## REDUCTORES DE LÍNEA DCN300 AG 50-18-400

### MODELO

REDUCTORES DE LÍNEA



### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Cahouet

### DESCRIPCIÓN

Los reductores de línea DCn300 se utilizan como segunda reducción para las redes de alimentación.

Diseñados para su uso con gases medicinales, están fabricados en latón niquelado. Se suministran con un manómetro de salida y sin accesorios.

### CONFIGURACIÓN

**Longitud (L) :** 67 mm  
**Altura (H) :** 134 mm  
**Profundidad (D) :** 102 mm  
**Ø1 :** 50 mm  
**Peso:** 1,2 kg

**Presión máxima de entrada a 15°C :** 50 bar  
**Presión de salida:** de 1 a 18 bar  
**Caudal nominal de nitrógeno :** 400 Nm<sup>3</sup>/h\*  
**Filtro de entrada:** 100 micras

**Conexión de entrada:** 1 puerto de entrada G 1/2" hembra  
**Conexión de salida:** 1 puerto de salida G 1/2" hembra



## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SUMINISTRO	FABRICANTE
153721	RED DCn300 AG 50-18-400	UNI	Cahouet

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: Cahouet (Sede Social) 52, rue de Lagny- 93100 Montreuil- Francia