

# FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

## REGULADORES BP DCN 100 / 300 / 500 / 800 CAHOUET



### MODELOS

REGULADOR BP DCN 100 / 300 / 500 / 800

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- Directiva 93/42/CE
- EN ISO 7396-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** CAHOUET
- **CERTIFICACIÓN CE:** Classe IIb

### DESCRIPCIÓN

Estos reguladores son diseñados para una regulación en segunda etapa, en las redes de gases medicinales. No sienten las variaciones de presión de entrada, y permiten caudales importantes.

Son para todos los gases medicinales (O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O, Aire...).

NOTA: el regulador BP100 puede ser equipado a su entrada con un conector específico al gas (por ej. norma AFNOR) para su instalación sobre una toma medicinal y a la salida de una toma medicinal (por ej. Norma AFNOR).



### CONFIGURACIÓN

**Presión máxima de entrada BP 100, BP300, BP500, BP800:** 50 bar




**Entrada/salida:**

- BP100 G 1/4" F
- BP300 G 1/2" F
- BP500 G 3/4" F
- BP800 G 1" F

**Filtro de entrada**

1 manómetro de presión arterial

Posibilidad de montaje trasero para BP100 y BP300



## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SUMINISTRO	FABRICANTE	LEYENDA
196466	REGULADOR BP DCN 100 salida 0-12 bar Marcado CE Medicinal	UNI	CAHOUET	1
34391	REGULADOR BP DCN 300/3 Marcado CE Medicinal	UNI	CAHOUET	2
34397	REGULADOR BP DCN 500/3 Marcado CE Medicinal	UNI	CAHOUET	3
34398	REGULADOR BP DCN 800/3 Marcado CE Medicinal	UNI	CAHOUET	3

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: CAHOUET 52 rue de Lagny, F 93100 Montreuil - France