

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV SILEA



MODELO

Silea

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb



DESCRIPCIÓN

El cabecero SILEA ofrece muchas opciones posibles para la integración de equipos eléctricos y de fluidos médicos.

Diseño y ergonomía


Los equipos y accesorios de SILEA están al alcance de la mano. Sus superficies lisas y sus formas suaves facilitan su limpieza y desinfección.

Cubiertas de gases medicinales

Estos paneles fáciles de limpiar proporcionan protección. Se fijan de forma segura a la tapa para facilitar su instalación y mantenimiento.


GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Silea	HOSPITALIZACIÓN



CONFIGURACIÓN

Silea



- 1 Compartimiento de corriente débil
- 2 Compartimiento de corriente fuerte
- 3 Compartimiento de gases medicinales

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France