

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV SIMPLE CARE

MODELO

Simple Care

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

El cabecero vertical SIMPLE CARE ofrece muchas opciones posibles para integrar los equipos eléctricos y los gases medicinales.

Ergonomía

SIMPLE-CARE le permite montar varios accesorios para la conexión y fijación de todos los accesorios y dispositivos biomédicos.

Iluminación personalizada

Según sus preferencias, la unidad de cabecera vertical de la cama puede combinarse con una unidad de iluminación montada en la pared de la gama TLV, proporcionando una solución de iluminación eficiente y cómoda para los pacientes y el personal sanitario.




GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Simple Care	HOSPITALIZACIÓN

Vista frontal




Vista lateral



CONFIGURACIÓN

Simple Care



- 1 Compartimento de gases medicinales
- 2 Compartimento de corriente débil
- 3 Compartimento de corriente potente

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France