

# FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

## CABECEROS TLV SIMPLE CARE *SPECIAL CARE*



### MODELO

Simple Care Special Care

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb


### DESCRIPCIÓN

El cabecero suspendido para cuidados especiales SIMPLE CARE ofrece muchas opciones posibles para la integración de equipos eléctricos y de gases medicinales. SIMPLE-CARE permite la conexión y fijación de diversos accesorios y dispositivos biomédicos.

En combinación con una unidad de iluminación de pared de la gama TLV, SIMPLE-CARE ofrece una solución de iluminación cómoda y de alto rendimiento para contribuir al bienestar de los pacientes y los cuidadores.


## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Simple Care	RECUPERACIÓN



## CONFIGURACIÓN

Simple Care special care



- 1 Compartimento de gases medicinales
- 2 Compartimento de corriente fuerte
- 3 Compartimento de corriente débil

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France