

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

CABECEROS TLV TECH-CARE EASYLIFT

MODELO

Tech-Care Easylift

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento nº 745/2017
- DIRECTIVA 2006/42/CE
- EN ISO 11197
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TLV
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

El brazo TECH-CARE Easylift montado en el techo está diseñado para ser ergonómico y fácil de usar para los equipos sanitarios.

Al ser compacto, se adapta fácilmente a cualquier configuración arquitectónica y es ideal para los quirófanos.

Está equipado con un mango que permite un fácil manejo y asegura la distribución de corrientes fuertes/ débiles y gases medicinales.




GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INSTALACIÓN
113100	Tech-Care Easylift	Quirófano / Gastro

CONFIGURACIÓN


Configuración Easylift mono, brazo único




Configuración Easylift mono, brazo doble



Configuración doble, brazo único : Easylift y caja horizontal



Configuración dúo, doble cuello : Easylift y caja horizontal



Configuración doble, brazo único: caja vertical y Easylift



Configuración brazo, doble cuello: caja vertical y Easylift



Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TLV Healthcare

22, rue Molière, BP 369 - 59057 Roubaix (Lille) - Cedex 1, France

Ref: Catálogo Tech-Care Easylift TLV 01/06/2021 e Folheto de instruções 3BE009 REV23, 03/2022

pág. 2/2

FTIE042A
ES