

FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

TOMAS EGA MIL'S



MODELO

TOMAS EGA

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Directiva 93/42/CE
- UNI EN ISO 9170-2
- UNI EN ISO 15001

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Mil's
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN


Las unidades terminales y los accesorios del sistema de evacuación de gases anestésicos de MIL's son productos sanitarios, diseñados para conectar o desconectar equipos médicos para anestesia.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)


CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	SUMINISTRO
189537	TOMA EGA DÉB.REGUL. MONT.PAIREIETAL	EGA	UNI
189536	TOMA EGA DÉB.REGUL. MONT.CALHA	EGA	UNI
189538	EMBOUT SEGA COUDE 60°	EGA	UNI

CONFIGURACIÓN


Fijación directa a la pared



Fijación en el carril técnico



Fijación de pared con caja



Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: MIL'S (Sede Social) 15 rue de Genève 69746 Genas Cedex - França