


FICHA TÉCNICA

SDGM

Equipo

TUBERÍAS DE COBRE TONOLI



NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Directiva 93/42/CEE
- EN 13348

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** TONOLI
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa

DESCRIPCIÓN

Tuberías de cobre para sistemas de conducción de gases medicinales, mezclas de gases medicinales, aire, vacío y sistemas de evacuación de gases anestésicos.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	SUMINISTRO	FABRICANTE
135576	Tubería de Cobre 8 x 10 mm	5 METROS	TONOLI
135577	Tubería de Cobre 10 x 12 mm	5 METROS	TONOLI
135578	Tubería de Cobre 13 x 15 mm	5 METROS	TONOLI
135579	Tubería de Cobre 16 x 18 mm	5 METROS	TONOLI
135580	Tubería de Cobre 20 x 22 mm	5 METROS	TONOLI
135581	Tubería de Cobre 25 x 28 mm	5 METROS	TONOLI
135582	Tubería de Cobre 32 x 35 mm	5 METROS	TONOLI
135583	Tubería de Cobre 39 x 42 mm	5 METROS	TONOLI
135584	Tubería de Cobre 51 x 54 mm	5 METROS	TONOLI

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: TONOLI S.r.l. (Sede Social) Via Don Primo Mazzolari, 44 - 25050 Passirano, BS - Italia