

SDGM

Equipo

VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO CAHOUET

MODELOS

VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- Reglamento n.º745/2017
- Directiva 93/42/CE
- EN ISO 7396-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** CAHOUET
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb

DESCRIPCIÓN

Las válvulas cuarto de vuelta para baja presión son diseñadas para instalarse sobre redes de gases medicinales, oxígeno y vacío incluidos.

Totalmente desengrasadas y re-engrasadas (grasa compatible con uso de O₂ medicinal). Están disponibles en una amplia gama de dimensiones, incluyen hasta DN25 de manillas que se pueden sellar e identificar según el gas (opción de color).

Para facilitar la instalación, pueden entregarse con conexiones específicas (opción).

CONFIGURACIÓN

Presión nominal: 3/8" a 3/4" = 20 bar

1" a 2" = 10 bar

Presión máxima: 3/8" a 3/4" = 30 bar

1" a 2" = 15 bar

Vacío: presión superior a 44 kPa absolutos



Temperatura: -10°C a +60°C

Pasaje integral

MATERIALES

- Cuerpo : latón
- Asiento : PTFE
- Juntas : FKM





GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | FABRICANTE |
|--------|--|------------|
| 190408 | VÁLVULA 4T 08x10 / 10x12 | CAHOUET |
| 197236 | VÁLVULA 4T 13x15 - 1/2" para tubería de 15mm | CAHOUET |
| 190411 | VÁLVULA 4T 16x18 / 20x22 | CAHOUET |
| 190413 | VÁLVULA 4T 26x28 | CAHOUET |
| 190414 | VÁLVULA 4T 30x32 | CAHOUET |
| 190415 | VÁLVULA 4T 40x42 | CAHOUET |
| 190416 | VÁLVULA 4T 52x54 | CAHOUET |

Se aconseja leer atentamente el etiquetado y las instrucciones de uso y otros elementos de seguridad del equipo antes de su utilización.

Fabricante: CAHOUET 52 rue de Lagny, F 93100 Montreuil - France