

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

## REDUCTOR-CAUDALÍMETRO ALPINOX

### MODELO

ALPINOX



### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10524-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Ceodeux SA - Meditec
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb
- **REF. FABRICANTE:** M73000XXX

### DESCRIPCIÓN

El regulador Alpinox es un reductor de alta presión con orificios calibrados, está pensado y aprobado para su instalación en hospitales y para terapias respiratorias domiciliarias y es un producto sanitario.



#### Ergonomía


- Comodidad de uso.
- Fácil manejo;
- Uso ergonómico;

#### Preciso y resistente

- Exactitud de los débitos.

#### Fácil manejo

- Formas redondeadas.



### CONFIGURACIÓN

- Presión de alimentación: 200 bar como máximo
- Presión de salida: 4 a 5 bar
- Temperatura de funcionamiento: - 20 °C a +60°C
- Temperatura de almacenamiento: de -40°C a +65°C
- Caudal ajustable en L/min
- Caudales disponibles
  - 0-15 L/min
  - 0-25 L/min
- Materiales:
  - Cuerpo y partes internas: Latón
  - Asiento del regulador: PA 6.6
  - Juntas tóricas: EPDM
  - Muelles: Acero inoxidable o Cobre Beryllium

### GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	RACOR DE ENTRADA	TIPO DE TOMA
207778	ALPINOX O2 6 l/min NF 12X125 S/TOMA	O2	F	-
207775	ALPINOX O2 6 l/min NF 9/16 S/TOMA	O2	F	-
199095	ALPINOX O2 15L NF 12X125 C/TOMA	O2	F	AFNOR
207776	ALPINOX O2 15 l/min NF 12X125 S/TOMA	O2	F	-
199056	ALPINOX O2 15 l/min S/TOMA MIE	O2	MIE	-
207763	ALPINOX O2 15 l/min 12X125 C/TOMA NF	O2	F	AFNOR
207777	ALPINOX O2 15 l/min NF 9/16 S/TOMA	O2	F	-
207764	ALPINOX O2 15 l/min 9/16 C/TOMA NF	O2	F	AFNOR
207766	ALPINOX O2 MIE 15 l/min 9X16 C/TOMA NF	O2	MIE	AFNOR
207767	ALPINOX AR 25 l/min 9X16 QC NF Type B	AR	B	AFNOR

### ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	REF° FT
16532	KIT DE SALIDA N°2	1	FT Aces HBS
84850	OLIVA DE SALIDA 9/16" METAL 230152 (x10)	10	FT034A - ES
168301	OLIVA DE SALIDA 9/16 (x10)	10	FT034A - ES
168302	OLIVA DE SALIDA 12x125 (x10)	10	FT034A - ES
168348	JUNTA TR5 DOMIBL CAL/SIL, YJ04060 (x10)	10	FT034A - ES