

## REDUCTOR PRE-REGULADO PRECI

### MODELO

PRECI

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10524-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Air Liquide Medical Systems
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb
- **REF. FABRICANTE:** CB063XXX

### DESCRIPCIÓN

Reductor de alta presión con reducción fija (salida normalizada de baja presión), para oxígeno (O<sub>2</sub>).

Adecuado para su instalación en hospitales, para la atención domiciliaria y para las urgencias médicas y es un producto sanitario.

#### Manómetro

- Fácil lectura con código de colores y mayor protección del manómetro.

#### Uso simplificado

- Fácil desmontaje y montaje.
- Presión de salida preestablecida: 4,2 bar.

#### Máxima seguridad de funcionamiento

- Purga controlada en la salida que permite el desmontaje completo del reductor de forma segura.
- Válvula de seguridad de apertura rápida integrada. Protección contra los riesgos de la compresión adiabática mediante el escudo térmico.





### CONFIGURACIÓN

Presión de alimentación: 200 bar como máximo

Presión de salida: 4 a 5 bar

Temperatura de funcionamiento y almacenamiento: de -20 °C a +60 °C

Válvula de seguridad integrada.

Materiales en contacto con el gas: latón, EPDM.

**DIMENSIONES (AnxAIxP):** 118 x 36 x 63 mm

**PESO:** 546 g

**MASA MAGNÉTICA:** 7 g

### GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	RACOR DE ENTRADA	TIPO DE TOMA
149875	PRECI O2	O2	F	AFNOR

### ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	REFª FT
16532	KIT DE SALIDA N°2	1	FT Aces HBS
84850	OLIVA DE SALIDA 9/16" METAL 230152 (x10)	10	FT034A - ES
168301	OLIVA DE SALIDA 9/16 (x10)	10	FT034A - ES
168302	OLIVA DE SALIDA 12x125 (x10)	10	FT034A - ES
168348	JUNTA TR5 DOMIBL CAL/SIL, YJ04060 (x10)	10	FT034A - ES