

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

REDUTOR PRÉ-REGULADO ALPINOX PRECI

MODELO

ALPINOX PRECI

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento no 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10524-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Ceodeux SA - Meditec
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb
- **REF. FABRICANTE:** M730XXXXX

DESCRIPCIÓN

Es un dispositivo médico. Reductor de alta presión con reducción fija. Está disponible para la administración de oxígeno y aire medicinal. Versiones para conexión a tomas AFNOR y DIN.

Adecuado para su instalación en hospitales y para la atención domiciliaria.

CONFIGURACIÓN

Presión de alimentación: 200 bar como máximo
Presión de salida: 4 a 5 bar
Temperatura de funcionamiento: - 20 °C a +60°C
Temperatura de almacenamiento: -40°C a +65°C

Libre de aluminio y acero inoxidable (junta tórica de EPDM)
Tecnología acreditada utilizada en VIPRS medial con 10 años de vida útil y sin mantenimiento preventivo
Compatible con RMN



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	RACOR DE ENTRADA	TIPO DE TOMA
207772	ALPINOX PRECI O2 NF QC NF	O2	F	AFNOR
207774	ALPINOX PRECI O2 NF QC DIN	O2	F	DIN

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	REF ^a FT
16532	KIT DE SALIDA N°2	1	FT Aces HBS
84850	OLIVA DE SALIDA 9/16" METAL 230152 (x10)	10	FT034A - ES
168301	OLIVA DE SALIDA 9/16 (x10)	10	FT034A - ES
168302	OLIVA DE SALIDA 12x125 (x10)	10	FT034A - ES
168348	JUNTA TR5 DOMIBL CAL/SIL, YJ04060 (x10)	10	FT034A - ES