

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

## CAUDALÍMETRO DE BOLA GC 702

### MODELO

CG 702

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10524-1
- En conformidad con la norma EN ISO 15002

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** GASINOX
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** GC70XX/XXXXXX XX

### DESCRIPCIÓN

Caudalímetro producto sanitario con columna de baja presión, adecuado para el suministro de gas ajustable de 0-15 l/min. Uso médico. El aparato está equipado con una salida con conexión para el vaso humidificador. Disponible en versión simple y doble.

### CONFIGURACIÓN

Presión de alimentación: 4,5 bar  
Presión máxima de entrada: 5 bar  
Temperatura de almacenamiento: 0°C +60°C  
Temperatura de funcionamiento: 0°C +40°C  
Material piezas: Latón  
Piezas de plástico: MAKROLON-ABS  
Caudal estándar: 0-15 l/min  
Conexión de entrada: AFNOR y CM  
Conexión de salida: 9x16  
Gas: O<sub>2</sub> y Aire

**DIMENSIONES (AnxAIxP):** 30x145x100 mm

**PESO:** 330 g



## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
198677	CAUDALÍMETRO 15 L O2 NF - GASINOX	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198680	CAUDALÍMETRO 15 L O2 doble NF - GASINOX (DOBLE)	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198678	CAUDALÍMETRO 15 L O2 CM - GASINOX	O2	15 l/min	CM	9x16	Toma
198681	CAUDALÍMETRO 15 L O2 doble CM - GASINOX (DOBLE)	O2	15 l/min	CM	9x16	Toma
198679	CAUDALÍMETRO 15 L O2 DIN - GASINOX	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma
198702	CAUDALÍMETRO 15 L O2 doble DIN - GASINOX (DOBLE)	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma
198703	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE NF - GASINOX	AIRE	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198706	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE doble NF - GASINOX (DOBLE)	AIRE	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198704	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE CM - GASINOX	AIRE	15 l/min	CM	9x16	Toma
198707	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE doble CM - GASINOX (DOBLE)	AIRE	15 l/min	CM	9x16	Toma
198705	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE DIN - GASINOX	AIRE	15 l/min	DIN	9x16	Toma
198708	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE doble DIN - GASINOX (DOBLE)	AIRE	15 l/min	DIN	9x16	Toma

## ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA	REF <sup>a</sup> FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES