

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

CAUDALÍMETRO DE BOLA JUST FLOW

MODELO

JUST FLOW



NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 15002

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** ITC
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 11FLXXXXXX

DESCRIPCIÓN

Los caudalímetros de bola JUST FLOW F son dispositivos para regular el caudal de los gases medicinales suministrados (oxígeno y aire medicinal). Para facilitar la lectura, disponen de una escala giratoria de 360° con escalas de 0 a 4, 6 o 15 l/min y es un producto sanitario.

Se pueden suministrar individualmente o en versión dúo y tienen una salida inferior para un humidificador (no incluido). También hay versiones con selector de flujo, con salida para nebulizador y oxigenoterapia.

CONFIGURACIÓN

El dispositivo no debe ser sometido a temperaturas o presiones extremas. Si es posible, consérvelo en su envase.

- Conector de salida: oxígeno DISS y rosca para salida de manguera.
- Presión de alimentación: $4,5 \pm 0,5$ bar ($\pm 1,5$ bar con presión estabilizada).
- Precisión: $10 \pm 5\%$ con presión estabilizada.

DIMENSIONES: (Modelo Simple): $\varnothing 31 \times 140$ mm

PESO: 130 g



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
198507	CAUDALÍMETRO 15 L O2 NF - ITC	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198553	CAUDALÍMETRO 15 L O2 DUO NF - ITC **	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198510	CAUDALÍMETRO 15 L O2 doble NF - ITC (DOBLE)	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198508	CAUDALÍMETRO 15 L O2 CM - ITC	O2	15 l/min	CM	9x16	Toma
198554	CAUDALÍMETRO 15 L O2 DUO CM - ITC **	O2	15 l/min	CM	9x16	Toma
198511	CAUDALÍMETRO 15 L O2 doble CM - ITC (DOBLE)	O2	15 l/min	CM	9x16	Toma
198509	CAUDALÍMETRO 15 L O2 DIN - ITC	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma
198555	CAUDALÍMETRO 15 L O2 DUO DIN - ITC **	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma
198552	CAUDALÍMETRO 15 L O2 doble DIN - ITC (DOBLE)	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma
198556	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE NF - ITC	AIRE	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
198557	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE CM - ITC	AIRE	15 l/min	CM	9x16	Toma
198558	CAUDALÍMETRO 15 L AIRE DIN - ITC	AIRE	15 l/min	DIN	9x16	Toma

(**) Con selector flujo - salida para nebulizador y para oxigenoterapia

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA	REFª FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES