

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

## CAUDALÍMETRO DE BOLA OXYLL

### MODELO

OXYLL



### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 15002

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** HERSILL
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 554XXXX

### DESCRIPCIÓN

Es un producto sanitario utilizado para regular y medir el flujo de un gas que se administra al paciente a través de la vía aérea.

También están diseñados para ser utilizados en cualquier lugar, sea cual sea: hospitales, UCI o ambulancias.

Recomendadas para el uso en oxigenoterapia, son ligeras, fáciles de usar, eficaces y precisas. Compensan las variaciones de presión de la tubería, ya que admiten toda la presión de la línea, la mantienen y proporcionan al paciente el flujo seleccionado a presión atmosférica a través de la mascarilla, la sonda nasal, el nebulizador o el humidificador.

### CONFIGURACIÓN

Presión de entrada:  $4,5 \pm 0,5$  bar

Conexión de salida: 9x16

Temperatura de almacenamiento:  $-40^{\circ}\text{C} / +60^{\circ}\text{C}$

Para su almacenamiento a largo plazo, debe guardarse en un envase cerrado en un lugar fresco y alejado de la luz solar directa.

Caudal: 0-15 L /min

**DIMENSIONES:** 145 mm / 48 mm

**PESO:** 160 g



## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
198624	CAUDALÍMETRO 15 l/min O2 9/16 NF	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma

## ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA	REF <sup>a</sup> FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES