

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

CAUDALÍMETRO DE PASOS SELECTAFLO

MODELO

SELECTAFLO

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10524-4



REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Air Liquide Medical Systems
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** CM0XXXXX

DESCRIPCIÓN

SELECTAFLO es un caudalímetro selector de flujo para oxígeno (O₂) y aire medicinal para utilización en entornos hospitalarios y de urgencias. Proporciona un flujo de gas controlado desde una fuente de presión de 3,6 a 6 bares. Es un producto sanitario.

Intuitivo y claro

- Manejo natural incluso con guantes
- Lectura a distancia del gas y de los caudales seleccionados

Suave

- Acabado redondeado y ergonómico
- Oliva perfilada y segura

Robusto

- Resistente a los golpes
- Recubierto con tratamiento anti-UV

Mantenimiento simplificado

- No requiere mantenimiento preventivo



CONFIGURACIÓN



Presión de alimentación: de 1,2 a 6 bar

Caudal: de 0 a 3 L/min, de 0 a 7 L/min o de 0 a 15 L/min

Caudales ajustables en L/min:

- AP negro: 1 / 1,5 / 2 / 3 / 4 / 6 / 9 / 12 / 15

- Azul PA: 0,5 / 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 7

- AP verde: 0,25 / 0,5 / 0,75 / 1 / 1,25 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

Precisión:

± 30 % de caudal ≤ 1,5 L/min

± 20 % caudal > 1,5 L/min

Temperatura de almacenamiento: -20°C a +60°C.

Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C.

DIMENSIONES: 115 (An) x 56 (Ø) mm (con conexión de entrada NF)

PESO: 295 g (con conexión de entrada NF)

MASA MAGNÉTICA: 4,1 g

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
195427	SELECTAFLO O2 0-7L NF 12X125	O2	7 l/min	AFNOR	12x125	Toma
195428	SELECTAFLO O2 0-15L NF 12X125	O2	15 l/min	AFNOR	12x125	Toma
149881	SELECTAFLO AIRE 7L NF 12X125	AIRE	7 l/min	AFNOR	12x125	Toma
195430	SELECTAFLO AIRE 0-15L NF 12X125	AIRE	15 l/min	AFNOR	12x125	Toma

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA	REFª FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES