

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

CAUDALÍMETRO DE PASOS G104

MODELO

G104

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 15002

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** GASINOX
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** G104

DESCRIPCIÓN

Los caudalímetros G104 son dispositivos de medición de flujo instantáneo de alta calidad con orificios calibrados para regular la dosificación de oxígeno y aire medicinal en aplicaciones médicas. Permite el ajuste en diez posiciones, entre 0 y 15 l/min. Es un producto sanitario.

El aparato está equipado con una conexión para vaso humidificador u oliva para oxigenoterapia.

CONFIGURACIÓN

Presión de entrada: 4,5 bar

Presión máxima de entrada: 5 bar

Caudal estándar 15 l/min: 0-1-2-3-4-5-6-9-12-15 l/min

Precisión: ± 10%.

Condiciones de almacenamiento: 20°C +60°C

Condiciones de uso: 0°C +40°C

Conexión de salida: ¼"G / 9/16" / Oliva 6mm

DIMENSIONES (AnxAlxP): 35x75 x 80 mm

PESO: 350 g



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
205202	CAUDALÍMETRO 15 L O2 NF 9/16	O2	15 l/min	AFNOR	9x16	Toma
199058	CAUDALÍMETRO C/ SELECTOR FLUJO 0-15 l/min duplo O2 DIN **	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma
199059	CAUDALÍMETRO C/ SELECTOR FLUJO 0-15 l/min O2 DIN **	O2	15 l/min	DIN	9x16	Toma

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA	REF ^o FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES