

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

CAUDALÍMETRO DE PASOS JUST FLOW C DIAL

MODELO

JUST FLOW C DIAL



NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 15002

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** ITC
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 11CLXXXXXX

DESCRIPCIÓN

Los caudalímetros JUST FLOW son dispositivos de medición de caudal instantáneo de alta calidad con orificios calibrados para regular la dosificación de oxígeno y aire en aplicaciones médicas. Es un producto sanitario.

Pueden suministrarse individualmente o en versión doble, y están equipados con un conector que se conecta directamente a una toma.



CONFIGURACIÓN

El aparato no debe ser sometido a temperaturas o presiones extremas.
Conector de salida: rosca de salida de oxígeno y manguera DISS
Presión de alimentación: $4,5 \pm 0,5$ bar ($\pm 1,5$ bar con presión estabilizada)
Caudales disponibles:
- 50L/min (0-3-6-10-15-20-25-30-35-40-45-50)
- 70L/min (0-20-25-30-35-40-45-50-55-60-65-70)

DIMENSIONES (simples): 0,40 X 56 mm

PESO (simples): 85g

DIMENSIONES (doble): 0,40 X 76 mm

PESO (doble): 140g



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
202954	CAUDALÍMETRO 0-50 l/min O2 NF JUST FLOW C DIAL	O2	50 l/min	AFNOR	9x16	Toma
202532	CAUDALÍMETRO C/ SELECTOR FLUJO 0-50 l/min O2 NF JUST FLOW C DIAL **	O2	50 l/min	AFNOR	9x16	Toma
203992	CAUDALÍMETRO C/ SELECTOR FLUJO 0-70 l/min O2 NF JUST FLOW C DIAL **	O2	70 l/min	AFNOR	9x16	Toma

(**) Con selector flujo - salida para nebulizador y para oxigenoterapia

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIA	UND. VENTA	REF ^o FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMEDIO PLÁSTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES