

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

CAUDALÍMETRO DE PASOS MEDIFLOW

MODELO

MEDIFLOW

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 15002
- En conformidad con la norma EN 1789



REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** GCE
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 072XXXX

DESCRIPCIÓN

Caudalímetro de orificio calibrado. Innovador dispositivo de ajuste de flujo autocentrante con flujo continuo entre ajustes. Permite hasta 50 litros por minuto para el suministro. Con salida giratoria de 360° - permite una mejor orientación del tubo (evitando torceduras). Es un producto sanitario.

El caudal se ajusta mediante un mando de control fácilmente accesible montado en la parte delantera. La nueva tecnología de control de flujo presenta una función de regulación de flujo mejorada y garantiza un flujo continuo al paciente, incluso en el improbable caso de que el mando de control se sitúe entre dos ajustes de flujo.

CONFIGURACIÓN



Gas: O₂ y AR

Presión de entrada: 4-5 bar

Caudal: 50 L/min

Material del cuerpo: latón niquelado

Botón de control: poliamida

Juntas: EPDM

Temperatura de almacenamiento: de - 30 °C a + 60 °C

Temperatura de funcionamiento: de - 20 °C a + 60 °C

DIMENSIONES: 32mm x 160 mm x 60 mm

PESO: 280g (sin conector)

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
202112	CAUDALÍMETRO MEDIFLOW 0-50 l/min O2 NF	O2	50 l/min	AFNOR	9x16	Toma

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIA	UND. VENTA	REFª FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES