

REGULADOR PARA PRESIÓN BAJA A-44

MODELO

A-44

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 9170-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** GASINOX
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIb
- **REF. FABRICANTE:** 030407

DESCRIPCIÓN

Regulador de presión para el suministro de gases medicinales. Para la conexión a líneas de baja presión (< 14 bar). La función del dispositivo es reducir la presión de suministro de la línea a una presión ajustable entre 0 y 8 bares. Para uso médico y de laboratorio. Es un producto sanitario.

Existen modelos para oxígeno y aire medicinal.

CONFIGURACIÓN

Presión de entrada: <14 bar

Presión de salida: 0-8 bar

Caudal máximo: 8 m³/h

Escala del manómetro: 0-3 bar/0-7 bar/0-16 bar

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C.

Temperatura de funcionamiento: de 0°C a +40°C.

DIMENSIONES: 130 X 100 X 50 mm

PESO: 850 gr



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	CAUDAL	TIPO TOMA	TIPO SALIDA	RACOR
205207	REGULADOR PARA BAJA PRESIÓN A-44 O2 - NF	O2	-	AFNOR	9x16	Toma
205203	REGULADOR PARA BAJA PRESIÓN A-44 O2 - CM	O2	-	CM	9x16	Toma
205204	REGULADOR PARA BAJA PRESIÓN A-44 O2 - DIN	O2	-	DIN	9x16	Toma
206404	REGULADOR PARA BAJA PRESIÓN A-44 AIRE - AFNOR	AIRE	-	AFNOR	9x16	Toma
206403	REGULADOR PARA BAJA PRESIÓN A-44 AIRE - CM	AIRE	-	CM	9x16	Toma
206405	REGULADOR PARA BAJA PRESIÓN A-44 AIRE - DIN	AIRE	-	DIN	9x16	Toma

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA	REFª FT
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	O2	12x125	1	FT034A - ES
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	O2	9/16	1	FT034A - ES
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES
11831	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M12X125	O2	12x125	1	FT018A - ES
35294	HUMIDIFICADOR NEBAL 2 - M 9/16	O2	9/16	1	FT018A - ES
157825	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 12X125F	O2	12x125	1	FT019A - ES
110716	HUMIDIFICADOR TR 200 - M 9/16	O2	9/16	1	FT019A - ES
71621	HUMIDIFICADOR MAK 300 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
157826	HUMIDIFICADOR MAK 500 ml - M 12x125	O2	12x125	1	FT019A - ES
198726	HUMIDIFICADOR 9/16	O2	9/16	1	FT020A - ES