

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

HUMIDIFICADOR REUTILIZABLE VAS001

MODELO

VAS001

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 9170-1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** GASINOX
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 0VAS001

DESCRIPCIÓN

El humidificador VAS001 permite aumentar la humedad relativa del oxígeno suministrado al paciente. El dispositivo puede conectarse a una unidad de pared, a un caudalímetro o a un regulador. Es un producto sanitario.

CONFIGURACIÓN

Gas: Oxígeno
Capacidad: 250cc
Rango de trabajo recomendado: 3-5 bar
Presión máxima de trabajo: 5 bar
Caudal máximo: 20 l/min
Conexión de entrada: 9/16
Conexión de salida: 6 mm
Reutilizable y autoclavable a 130°C

Temperatura de almacenamiento De -20°C a +60°C.
Temperatura de uso: de 0°C a +40°C.

DIMENSIONES: 177 x 86 x 64 mm

PESO: 170 g.



GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIDA	UND. VENTA
198726	HUMIDIFICADOR VAS001 9/16	O2	9/16	1

ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO SALIA	UND. VENTA	REF ³ FT
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	-	12x125	10	FT034A - ES
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	-	9X16	10	FT034A - ES
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	-	-	1	FT034A - ES
168234	RACOR INTERMEDIO PLÁSTICO 12X125 A 9/16 (x10)	-	-	10	FT034A - ES
198724	RACOR M12X125 A 9/16	-	-	1	FT034A - ES
198725	RACOR 9/16 A M12X125	-	-	1	FT034A - ES