

## REGULADOR VACÍO - CONTINUO ALIZE

### MODELO

ALIZE

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10079-3

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Air Liquide Medical System
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** FB08XXXX

### DESCRIPCIÓN

La gama de reguladores de vacío ALIZE™ se compone de cuatro tipos de reguladores:

- - ALIZE™ 250 20L (parte frontal azul) se caracteriza por un nivel de aspiración reducido (rango de ajuste <200 mbar), un caudal de aspiración reducido (<20 l/min) y está equipado con una válvula de seguridad que limita la depresión máxima a -300 mbar
- - ALIZE™ 250 (parte frontal gris y serigrafía azul) se caracteriza por un nivel de aspiración reducido (rango de ajuste <200 mbar), un elevado caudal de aspiración (>45 l/min) y está equipado con una válvula de seguridad que limita la depresión máxima a -300 mbar
- - ALIZE™ 600 (parte frontal en gris con serigrafía violeta) cuenta con un rango de ajuste del nivel de aspiración de 0 a -500 mbar que está diseñado para el alto vacío y el alto flujo
- - ALIZE™ 1000 (gris frontal y naranja serigrafiado) tiene un rango de ajuste de aspiración de 0 a -800 mbar para una aspiración de gran caudal y alto vacío.

Es un producto sanitario.





### CONFIGURACIÓN

Gas disponible: vacío médico

Rango: 0 a -200 mbar = 0/-150 mmHg; 0 a -500 mbar = 0/-375 mmHg; 0 a -800 mbar = 0/-600 mmHg

Caudal máximo de 20, 75 u 80 l/min según el modelo y la configuración

Presión máxima de entrada de vacío: -950 mbar

Precisión del vacuómetro 2,5 % escala completa

Temperatura de almacenamiento 0°C a +55°C

Temperatura de funcionamiento: de +5°C a +40°C

Humedad de almacenamiento y funcionamiento del 40% al 70%.

Válvula de seguridad -240 mbar (sólo para ALIZETM 250 y 250 20L)

Sustituir el filtro con cada nuevo paciente

**DIMENSIONES:** 174 X 85 X 125 mm

**PESO:** 347 g

### GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASPIRACIÓN MÁX	TIPO TOMA	RACOR	FILTRO	CAUDAL
177060	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 20L NF FILTRO 2 EN 1	250 mbar	AFNOR	Toma	Filtro 2 en 1	20 l/min
177061	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 NF FILTRO 2 EN 1	250 mbar	AFNOR	Toma	Filtro 2 en 1	45 l/min
177064	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 20L NF RAIL FILTRO 2 EN 1	250 mbar	AFNOR	Rail	Filtro 2 en 1	20 l/min
177065	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 NF RAIL FILTRO 2 EN 1	250 mbar	AFNOR	Rail	Filtro 2 en 1	45 l/min
177062	REGULADOR VACÍO ALIZE 600 NF FILTRO 2 EN 1	600 mbar	AFNOR	Toma	Filtro 2 en 1	65 l/min
177066	REGULADOR VACÍO ALIZE 600 NF RAIL FILTRO 2 EN 1	600 mbar	AFNOR	Rail	Filtro 2 en 1	65 l/min
177063	REGULADOR VACÍO ALIZE 1000 NF FILTRO 2 EN 1	1000 mbar	AFNOR	Toma	Filtro 2 en 1	65 l/min
177067	REGULADOR VACÍO ALIZE 1000 NF RAIL FILTRO 2 EN 1	1000 mbar	AFNOR	Rail	Filtro 2 en 1	65 l/min
177076	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 20L DIN FILTRO 2 EN 1	250 mbar	DIN	Toma	Filtro 2 en 1	20 l/min
177077	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 DIN FILTRO 2 EN 1	250 mbar	DIN	Toma	Filtro 2 en 1	45 l/min
182208	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 20L DIN RAIL FILTRO 2 EN 1	250 mbar	DIN	Rail	Filtro 2 en 1	20 l/min
182209	REGULADOR VACÍO ALIZE 250 DIN RAIL FILTRO 2 EN 1	250 mbar	DIN	Rail	Filtro 2 en 1	45 l/min
177078	REGULADOR VACÍO ALIZE 600 DIN FILTRO 2 EN 1	600 mbar	DIN	Toma	Filtro 2 en 1	65 l/min
182210	REGULADOR VACÍO ALIZE 600 DIN RAIL FILTRO 2 EN 1	600 mbar	DIN	Rail	Filtro 2 en 1	65 l/min
177079	REGULADOR VACÍO ALIZE 1000 DIN FILTRO 2 EN 1	1000 mbar	DIN	Toma	Filtro 2 en 1	65 l/min
182211	REGULADOR VACÍO ALIZE 1000 DIN RAIL FILTRO 2 EN 1	1000 mbar	DIN	Rail	Filtro 2 en 1	65 l/min
177082	REGULADOR VACÍO ALIZE 600 CM FILTRO 2 EN 1	600 mbar	CM	Toma	Filtro 2 en 1	65 l/min
177083	REGULADOR VACÍO ALIZE 1000 CM FILTRO 2 EN 1	1000 mbar	CM	Toma	Filtro 2 en 1	65 l/min

## ACCESORIOS

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UNI. VENTA	REF <sup>a</sup> FT
109377	FRASCO LAGOON AUTOCLAVABLE 134° FB078000	1	FT029A - ES
109378	FRASCO DESINF,LAGOON A FRIO FB077800	1	FT029A - ES
167919	FILTRO DESCARTÁVEL2 EN 1 ALIZE	50	FT043A - ES
168309	FILTRO BACTER REJ V200/600/1000 FY000700	100	FT029A - ES
177055	ESCOTILLA TRASERA ALIZE	1	FT029A - ES
177056	MANÓMETRO ALIZE -250 MB	1	FT029A - ES
177057	MANÓMETRO ALIZE -600 MB	1	FT029A - ES
177058	MANÓMETRO ALIZE -1000 MB	1	FT029A - ES
168544	KIT FRASCO DE SEGURIDAD AUTOCLAVE (x10)	10	FT029A - ES
168543	KIT FRASCO DESINFECTABLE EN FRÍO (x10)	10	FT029A - ES
109376	LAGOON SINGLE OLIVE	5	FT029A - ES