

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACESSÓRIOS

Gases Medicinais

## Regulador Vácuo JUST VAC

### MODELO

JUST VAC

### NORMAS E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA

- Em conformidade com o Regulamento nº745/2017
- Em conformidade com a norma EN ISO 10079-3

### REFERÊNCIAS DOS DISPOSITIVOS MÉDICOS

- **FABRICANTE:** ITC
- **CERTIFICAÇÃO CE:** Classe IIa
- **REF. FABRICANTE:** 11VPAVAEXX



### DESCRIÇÃO

Dispositivo médico que permite a aspiração contínua controlada de secreções durante procedimentos cirúrgicos e drenagem nasal contínua. Permite a aspiração de 0 a aspiração total disponível na rede de vácuo. Inclui o sistema PUSH para a fácil e rápida substituição de filtros e outros acessórios. Para segurança do paciente, este regulador de vácuo está equipado com uma válvula unidirecional que impede a comunicação entre a fonte de pressão e a linha de aspiração.

### CONFIGURAÇÃO

Fluxo máximo alcançável: 95L /min  
Intervalo de Caudal: 0 - 85 L/min  
Precisão do Vacuometro: +/- 2,5% escala total  
Vácuo Alcançável: 0 -760 mm

**DIMENSÕES:** 158 x 89 x 63 mm

**PESO:** 307 g (sem conector)

## GAMA PRODUTOS (CONFIGURAÇÃO STANDARD)

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	ASPIRAÇÃO O MÁX	TIPO TOMADA	RACCORD	FILTRO	DÉBITO
198561	REGULADOR VÁCUO 750 NF ITC	750 mbar	AFNOR	Na tomada	-	80 l/min
198562	REGULADOR VÁCUO 750 CM ITC	750 mbar	CM	Na tomada	-	80 l/min