

## ASPIRACIÓN PORTÁTIL VACUAIDE QSU

### MODELO

VACUAIDE



### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 10079-1

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Devilbiss Healthcare
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** Varias

### DESCRIPCIÓN

Un aspirador de secreciones alimentado por batería o corriente eléctrica que permite realizar aspiraciones terapéuticas en casos de emergencia o cuando no hay posibilidad de acceder a una toma de vacío medicinal. Es un producto sanitario.



#### Ergonomía

- Bajo nivel de ruido.
- Fácil de usar
- Fácil de limpiar
- Bolsa de transporte
- Cumple la norma ISO de evacuación de emergencia.

#### Autonomía

- Fuente de alimentación de 100 - 240 V y adaptador de coche de 12 V DC.
- Batería con 60 minutos de autonomía.

#### Fácil de transportar

- Bajo nivel de ruido.
- Funciona sin necesidad de sacarlo de la bolsa de transporte, lo que facilita su uso en cualquier momento.
- La bolsa de transporte tiene bolsillos para guardar los accesorios.

### CONFIGURACIÓN



Sonido: 55 dBA  
 Rqmts electrónicos: 100 - 240 ~ 50/60Hz 1,2 A máx. 12VDC 33W  
 Rango de vacío: 50 -500 mm Hg +/- 10% de vacío  
 Fluido aire: 27 L/ pm  
 Envase: 800ml desechable  
 Batería: 90 días

**DIMENSIONES:** 21.1 x 20.3 x 21.6 cm

**PESO:** 3 kg.

### GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ASPIRACIÓN MÁX	CAUDAL
174502	VACUAIDE QSU 800 ML	550 mbar	27 l/min
174503	VACUAIDE QSU 1200 ML	550 mbar	27 l/min
180734	RECIPEINTE COLETA 800ML (PACK 48)	-	-
191974	VASO REUTILIZABLE 800 ML	-	-
191975	VASO REUTILIZABLE 800 ML (PACK 25 UND)	-	-
191976	VASO REUTILIZABLE 1200 ML	-	-
191977	VASO REUTILIZABLE 1200 ML (PACK 6 UND)	-	-