

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

ACCESORIOS ASPIRACIÓN EASYVAL



1



2



MODELO

EASYVAL (ACCESORIOS)

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase I (si se aplica)
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Los contenedores de seguridad de la serie EASYSAFE® son de polisulfona, autoclavables (134°C 18 min), equipados con una válvula de rebose flotante y un alojamiento para un filtro antibacteriano (50 mm de diámetro), filtro (50 mm de diámetro, 0,4 mm de espesor, capacidad de filtración del 99,999%) para una protección completa contra la contaminación. Es un producto sanitario.

El recipiente tiene una capacidad deliberadamente pequeña (aproximadamente 50 ml) para que incluso una pequeña cantidad de líquido pueda activar inmediatamente la válvula de flotador para detener la succión. La conexión de alimentación rápida mediante un anillo de presión facilita el montaje y desmontaje de los reguladores de vacío de la serie EASYVAC®.

Caudal máximo: 60 L/min (+/- 10)

Dimensiones (HxAxP): 75x90x70 mm

Peso: 0,08 kg

Todos los componentes son libres de C.V.P. y látex natural.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	LEYENDA
132454	VASO SEGURIDAD EASYSAFE PARA REG EASYVAC	1	1
69505	FILTRO EASYSAFE	100	2