

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

ACCESORIOS ASPIRACIÓN DEPÓSITOS DE SEGURIDAD MAK



MODELO

MAK

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase I (si se aplica)
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Contenedores de recogida de pequeño volumen para líquidos orgánicos aspirados. Los dos modelos tienen una capacidad de 300 ml y 500 ml, con una tapa especial para un filtro antibacteriano (capacidad de filtrado del 99,999%).

Dispone de un contenedor de seguridad para proteger el equipo y la instalación de aguas arriba de la fuente de aspiración. Fabricado con marco de policarbonato y accesorios de latón cromado, con tuerca de rosca, manual ergonómico en policarbonato de alta resistencia, todo ello autoclavable (121°C 15 min).

Conexión de entrada: ISO G 1/2" F.
 Conexión de salida: conector de manguera Diam. 8,0-9,2 mm
 Válvula de rebose: Válvula de flotador
 Todos los componentes son libres de C.V.P. y látex natural.



3

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	LEYENDA
69505	FILTRO EASYSAFE	100	
69244	DEPÓSITOS SEGURIDAD MAK 300 C/FILTRO	1	
69462	DEPÓSITOS SEGURIDAD MAK 500 C/FILTRO	1	
115502	TAPA DUPLA DEPÓSITOS SEGURIDAD.MAK300 FM	1	-
69488	VÁLVULA SEG. COPO REGVACUO FM MAK300	1	-