

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

ACCESORIOS ASPIRACIÓN FRASCOS DE RECOGIDA DE MAK

MODELO

MAK

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Flow Meter S.p.A.
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase I
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Los recipientes de la serie MAK están diseñados y fabricados para aplicaciones de "alto flujo y alto vacío" y están disponibles con capacidades de 1000 ml con tapa a rosca, 2000 ml con tapa a rosca y a presión, 2000 ml con tapa a rosca y a presión y 4000 ml con tapa a presión.

El frasco y la tapa son de policarbonato y cuentan con dos conectores de manguera rectos integrados en la tapa (conexiones de VACÍO y PACIENTE) + 2 conectores de manguera integrados en la tapa. Todos los contenedores tienen una válvula de rebose (flotador) y son autoclavables (121° C 15 min). Una escala externa graduada proporciona información sobre el nivel de llenado.

Presión máxima: -950 mbar

Todos los componentes son libres de C.V.P. y látex natural.

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENDA	LEYENDA
69527	ANEL SOPORTE MAK 2000	1	-
70856	RECIPIENTES DE RECOGIDA MAK 1000 C/ 2 CONECT	1	1
69464	RECIPIENTES DE RECOGIDA MAK 2000 C/ 2 CONECT	1	2
69466	RECIPIENTES DE RECOGIDA MAK 4000 C/ 2 CONECT	1	3
70435	CESTO PARA MAK 2000 DE SUELO	1	-
69478	CESTO PARA MAK 4000	1	-



1

2



3