

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017



1

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Varios
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa (Selector de flujo 2 vías)
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Selector de flujo de 2 vías: Se utiliza junto con un caudalímetro para enviar el gas suministrado a un humidificador o a un sistema de aerosolterapia. Es un producto sanitario.



2



3



4



5

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	UND. VENTA	LEYENDA
109701	SELECTOR 2 VIAS 12X125	1	1
110703	SELECTOR 2 VIAS 9/16	1	1
84850	OLIVA SALIDA 9/16" METAL (x10)	10	2
168404	OLIVA SALIDA 12/125 METAL (x10)	10	2
168301	OLIVA SALIDA 9/16 (x10)	10	2
168302	OLIVA SALIDA 12x125 (x10)	10	2
35342	RACOR F12/125 A M9/16 KY383800	1	3
168234	RACOR INTERMÉDIO PLASTICO 12X125 A 9/16 (x10)	10	4
198724	RACOR M12X125 A 9/16	1	3
198725	RACOR 9/16 A M12X125	1	3
110586	RACOR O2 EASYCLIC SEM ANILHA REPOSIÇÃO	1	-
110585	RACOR AR EASYCLIC SEM ANILHA REPOSIÇÃO	1	-
168348	JUNTA TORICA R5 SILICONE ROSE (x10)	10	5
37302	JUNTA TORICA R6 CAL/SILICONA ROSE YJ04080 (x10 und)	10	-
36998	JUNTA TORICA SILICONA R5BIS (6,35X1,78) (x10 und)	10	-