

REFERENCIA DEL PRODUCTO

- **FABRICANTE:** Varios
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Carro de transporte de botellas: Se utiliza para transportar botellas de gases medicinales (de varias capacidades) con total seguridad en la unidad hospitalaria.

Soportes para botellas: Permiten que las botellas permanezcan inmovilizadas, evitando caídas y posibles accidentes.



1

Altura: 843 mm
Anchura: 172 mm
Profundidad: 218 mm



2

Altura: 1000 mm
Anchura: 340 mm
Profundidad: 330 mm



3

Altura: 1150 mm
Anchura: 420 mm
Profundidad: 370 mm



4



Altura: 605 mm
 Anchura: 420 mm
 Profundidad: 590 mm
 Diámetro: 147 mm
 Peso en vacío: 13 kg

Altura: 1088 mm
 Anchura: 525 mm
 Profundidad: 920 mm

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TIPO BOTELLA	Nº BOTELLA	LEYENDA
147465	CARROS BOTELLAS B2-B5 COM SOPORTE A CAMA	B2, B5	1	1
132512	CARROS PORTA BOTELLAS B5	B2, B5	1	2
176574	CARROS PORTA BOTELLAS B11,B15,B20,B50	B11, B15, B20, B50	1	3
191822	CARROS PORTA BOTELLAS B20	B20	1	4
191823	CARROS PORTA BOTELLAS B50	B50	1	5
30396	ARMÁRIO 6 BOTELLAS 5L S/RODAS	B5	6	6
30397	ARMÁRIO 6 GARRAFAS 5L C/4 RUEDAS	B5	6	7
199252	CARRO CSH Guibaldiro	B5	12	8
Genérico	CARRO DE TRANSPORTE DE BOTELLAS B5- B10	B5;B10	1	-
Genérico	CARRO DE TRANSPORTE DE BOTELLAS B20	B20	1	-
Genérico	CARRO DE TRANSPORTE DE BOTELLAS B50	B50	1	-



8

Altura: 660 mm
Anchura: 160 mm
Profundidad: 220 mm



9



10

Altura: 390 mm
Anchura: 280 mm
Profundidad: 380 mm
Anchura útil: 210 mm con
ruedas pequeñas



11

Altura: 660 mm
Anchura: 160 mm
Profundidad: 220 mm



12

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	TIPO BOTELLA	Nº BOTELLA	LEYENDA
176572	SOPORTE MURAL BOTELLAS B5	B5	1	8
42854	SUJECCIÓN BOTELLA B2	B2	1	9
42855	SUJECCIÓN BOTELLA B5	B5	1	9
42853	SUJECCIÓN BOTELLA B15	B15	1	9
168193	SOPORTE PARA BOTELLAS B5-B20	B5 a B15	1	10
19176	SOPORTE DE FIXAÇÃO DE 1 BOTELLA	B5 a B20	1	11
162192	SOPORTE DE 1 BOTELLA COM CORRENTE	B5 a B20	1	-
191814	CARRO GIRATORIO BOTELLA B5	B5	1	-
191815	SOPORTE SILLA DE RUEDAS	B5	1	-
191816	SOPORTE BASAL 1 BOTELLA LACADO	B5	1	-
191817	SOPORTE BASAL 1 BOTELLA INOXIDABLE	B5	1	12
191818	SOPORTE BASAL 2 BOTELLAS LACADO	B5	2	-
191819	SOPORTE BASAL 2 BOTELLAS INOXIDABLE	B5	2	-
191820	SOPORTE BASAL 3 BOTELLAS LACADO	B5	3	-
191821	SOPORTE BASAL 3 BOTELLAS INOXIDABLE	B5	3	-