

### NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA


- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- AFNOR NF-S 90-116

### REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Air Liquide Medical Systems
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** Varias

### DESCRIPCIÓN

La toma BM, de norma francesa NF (AFNOR), se utiliza para realizar conexiones rápidas, con la máxima seguridad, a la red de gases medicinales. El dispositivo permite disponer rápidamente de los gases médicos esenciales para el tratamiento de los pacientes. Es un producto sanitario.



## COMPONENTES TOMA BM

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	LEYENDA
No se vende por separado	BLOQUE BASE	-	A
No se vende por separado	PLACA DE FIJACIÓN	TODOS	B
6274	VÁLVULA DE BASE	TODOS (EXCEPTO VC)	C
6272	VÁLVULA DE BASE	VC	C
34148	CAJA DE PARED	TODOS	D
No se vende por separado	CAJA PARA LA RAMPA TÉCNICA	TODOS	E
6507	PLACA DE LA BISAGRA Y TUERCA DE SEGURIDAD	TODOS	F G
37391	TUERCA DE SEGURIDAD	TODOS	G
119335	FILTRO TOMA ø 6 (x10)	AIRE-800	H
168273	FILTRO TOMA ø 7 (x10)	O2, AIRE, N2 O, CO2	H
168356	FILTRO TOMA ø 8 (x10)	N2	H
168274	FILTRO TOMA ø 8 (x10)	VC	H
No se vende por separado	CUBIERTA DE SEGURIDAD	TODOS	I





6

### CONFIGURACIÓN

Temperatura de almacenamiento y uso:  $-20^{\circ}\text{C}$   $+60^{\circ}\text{C}$   
 Presión nominal de utilización del gas: 4 - 5 bar  $\pm$  20 %;  
 Aire-800 : 8 - 10 bar  $\pm$  20 %.  
 Presión de seguridad : 10 bar ; Aire-800 : 20 bar  
 Presión de vacío : -0,6 bar (-600 mbar)

Dimensiones (mm) : 64 x 64  
 Peso del cuerpo de la toma: 290 g  
 Peso de la caja de montaje empotrada : 200g  
 Peso de la caja de montaje en superficie : 180 g  
 Peso de la caja para el montaje con tubo guía : 140 g

### GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO TOMA	TIPO	FABRICANTE	LEYENDA
6456	TOMA DUPLO FECHO BM OXIGENIO	O2	AFNOR	Todos	ALMS	6
6458	TOMA DUPLO FECHO BM VACUO	VC	AFNOR	Todos	ALMS	-
11842	TOMA DUPLO FECHO BM AIRE MEDICINAL 4 BAR	AIRE 4	AFNOR	Todos	ALMS	-
131148	TOMA DUPLO FECHO BM AIRE MEDICINAL 8 BAR	AIRE 8	AFNOR	Todos	ALMS	-
6457	TOMA DUPLO FECHO BM PROTÓXIDO DE AZOTO	N2O	AFNOR	Todos	ALMS	-
34135	TOMA DUPLO FECHO BM AZOTO	N2	AFNOR	Todos	ALMS	-
6459	TOMA DUPLO FECHO BM DIÓXIDO DE CARBONO	CO2	AFNOR	Todos	ALMS	-
6493	JUEGO DE PIEZA MONT-BM CX.	TODOS	AFNOR	Pared	ALMS	2
6507	JUEGO DE PIEZA MONT-BM CALH	TODOS	AFNOR	Cabeceros	ALMS	1
6494	JUEGO DE PIEZA MONT-BM	TODOS	AFNOR	Empotrado	ALMS	3
104796	ETIQUETA PARA TOMA BM OXIGENIO	O2	AFNOR	-	ALMS	-
104797	ETIQUETA PARA TOMA BM VACÍO	VC	AFNOR	-	ALMS	-
104798	ETIQUETA PARA TOMA BM AIRE MEDICINAL 4 BAR	AIRE 4	AFNOR	-	ALMS	-
131149	ETIQUETA PARA TOMA BM AIRE MEDICINAL 8 BAR	AIRE 8	AFNOR	-	ALMS	-
37211	ETIQUETA PARA TOMA BM PROTÓXIDO DE AZOTO	N2O	AFNOR	-	ALMS	-
37212	ETIQUETA PARA TOMA BM AZOTO	N2	AFNOR	-	ALMS	-
6952	ETIQUETA PARA TOMA BM DIÓXIDO DE CARBONO	CO2	AFNOR	-	ALMS	-
6271	LLAVE PORCA TOMA BL	TODOS	AFNOR	-	ALMS	4
6268	LLAVE P/TOMA BL	TODOS	AFNOR	-	ALMS	5