

1

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con la norma EN 12218

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Varios
- **REF. FABRICANTE:** Varias

DESCRIPCIÓN

Rail: Se trata de una estructura que puede instalarse horizontal o verticalmente para fijar diversos equipos, lo que permite una disposición adaptable en la sala.



2

CONFIGURACIÓN

Material: perfil de aluminio extruido 6060 T 5, satinado, incoloro
Sección útil: 35 mm x 10 mm
Peso: 1200 g por metro lineal

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	LEYENDA
168218	FIJACIÓN EN LA PARED PARA RAIL	1
150940	MONTAJE RAIL ABS ATT.1/4" F DIN VAC	-
30489	RAIL BARRA 1 METRO	2
30490	RAIL BARRA 2 METROS	-
168216	RAIL BARRA 3 METROS	-
168217	REVESTIMIENTO PLAST PARA FIN DE RAIL *10	-
30457	SOPORTE DE GANCHO PARA RAIL	-

DESCRIPCIÓN

Este equipamiento ayuda a la organización del espacio, permitiendo su movilidad sobre los raíles.

CONFIGURACIÓN


Material: acero inoxidable 304 de 1,5 mm de espesor



3



4



5

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	LEYENDA
168202	BANDEJA FIJA EN INOX (C) 350 mm x (L) 300 mm (carga max.: 10 kg)	-
168205	BANDEJA FIJA EN INOX(C) 500 mm x (L) 450 mm (carga max.: 10 kg)	3
168229	BANDEJA FIJA REFORÇADA EM INOX (C) 500 mm x (L) 400 mm (carga max.: 30 kg)	-
168231	BANDEJA GIRATÓRIA EM INOX (C) 500 mm x (L) 400 mm (carga max.: 60 kg)	4
168225	PORTADOCUMENTOS DE INOX (C) 280 mm (carga max.: 5kg)	5
102609	TUBO POLICARBONAT ALTURA500 G630343	-
110767	PLSTIC BRACKET RAIL30X10SLIDE30X5FM	-