

Mangueras y Flexibles

MODELO

Mangueras y Flexibles

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma EN ISO 5359

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Varios
- **REF. FABRICANTE:** Varios

DESCRIPCIÓN

Destinado al uso de los siguientes gases médicos: O₂, Aire, N₂O, CO₂, Vacío y Escape de gases anestésicos. Estas mangueras son flexibles y están fabricadas en PVC (excepto silicona) y pueden utilizarse en el rango de presión entre 300 kPa y 1400 kPa para gases medicinales comprimidos y entre 10 kPa y 100 kPa (presión absoluta) para vacío y escape.

Están disponibles tanto premontados con tomas y/o racores como en rollos de 25/50 metros.

MATERIALES Y DIMENSIONES

Tubos de malla de EPDM para gases medicinales: Ø 12,3x6,3 mm

Manguera de vacío de EPDM blindada: Ø 13,5x6,3 mm

Manguera de aspiración de silicona: varias dimensiones



1



2

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO DE TOMA	CONEXIÓN A LA MANGUERA	TIPO	FABRICANTE	LEYENDA
198721	MANGUERA EN-ISO 5359 (50 M)	O2	-	-	-	Gasinox	1
198721	MANGUERA EN-ISO 5359 - O2 (50 M)	O2	-	-	-	Gasinox	-
168387	MANGUERA ANTISTATICA 5x11,5MM - O2(CAIXA 25M)	O2				Flow Meter	1
198722	MANGUERA EN-ISO 5359 - AR (50 M)	AIRE	-	-	-	Gasinox	1
198723	MANGUERA EN-ISO 5359 - VC (50 M)	VC	-	-	-	Gasinox	1
191882	MANGUERA ANTISTATICA 8X14 MM - VC	VC	-	-	-	ITC	-
205208	MANGUERA EN-ISO 5359 - N2O (50 M)	N2O	-	-	-	Gasinox	-
205522	MANGUERA EN-ISO 5359 - CO2 (25 M)	CO2	-	-	-	ITC	-
168339	TUBO CRISTAL FLEXÍVEL P/ OXIGENOTERAPIA - USO ÚNICO 3X5MM (100M)	O2	-	-	-	ALMS	-
168192	TUBO SILICONA P/ OXIGENOTERAPIA 6X12 MM (25 M)	O2	-	-	-	J H CONSEIL SARL	-
195168	TUBO SILICONA PARA ASPIRACIÓN 8X12 MM (25M)	VC	-	-	-	MARTIN VECINO	-
168399	TUBO SILICONA PARA ASPIRACIÓN 6x12 MM (25M)	VC	-	-	-	Flow Meter	-
168191	TUBO DE SILICONE 8X14 - VC (25M)	VC	-	-	-	J H CONSEIL SARL	-
168335	TUBO CRISTAL P/ ASPIRAÇÃO NAO AUTOCLAVÁVEL 6X12 - (50M)	VC	-	-	-	ALMS	-
196042	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 1,5M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	LONGITUD: 1,5M	Acodado	Flow Meter	2
115435	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 2,5M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	LONGITUD: 2,5M	Acodado	Flow Meter	2
115436	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 2,5M - AFNOR - AIRE	AIRE	AFNOR	LONGITUD: 2,5M	Acodado	Flow Meter	-
196049	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 4,5M - AFNOR - AIRE	AIRE	AFNOR	LONGITUD: 4,5M	Acodado	Flow Meter	-
193129	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 3M - DIN - O2	O2	DIN	LONGITUD: 3M	-	ITC	-
193130	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 3M - CM - O2	O2	CM	LONGITUD: 3M	-	ITC	-
193131	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 3M - BS - O2	O2	BS	LONGITUD: 3M	-	ITC	-
201614	CONJ. MANGUERA FLEXIVEL 3M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	LONGITUD: 3M	-	ITC	-
205205	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M CONECCIÓN CM - O2	O2	CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205206	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M CONECCIÓN CM / NF - O2	O2	CM / AFNOR	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205223	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205224	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR - O2	O2	AFNOR	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205225	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR - AIRE	AIRE	AFNOR	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR) CONTINUACIÓN

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO DE TOMA	CONEXIÓN A LA MANGUERA	TIPO	FABRICANTE	LEYENDA
205226	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR - AIRE	AIRE	AFNOR	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205227	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR - VACIO	VC	AFNOR	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205228	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR - VACIO	VC	AFNOR	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205229	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR - N2O	N2O	AFNOR	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205230	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR - N2O	N2O	AFNOR	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205231	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - DIN - O2	O2	DIN	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205232	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - DIN - O2	O2	DIN	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205233	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - DIN - AIRE	AIRE	DIN	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205234	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - DIN - AIRE	AIRE	DIN	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205235	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - DIN - VACIO	VC	DIN	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205236	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - DIN - VACIO	VC	DIN	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205237	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - DIN - N2O	N2O	DIN	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205238	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - DIN - N2O	N2O	DIN	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205239	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - CM - O2	O2	CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205240	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - CM - AIRE	AIRE	CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205241	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - CM - AIRE	AIRE	CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205242	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - CM - VACIO	AIRE	CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205243	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - CM - VACIO	AIRE	CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205244	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - CM - N2O	N2O	CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205245	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - CM - N2O	N2O	CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205246	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR / CM - O2	O2	AFNOR / CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205247	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR / CM - AIRE	AIRE	AFNOR / CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205248	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR / CM - AIRE	AIRE	AFNOR / CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205249	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR / CM - VACIO	VC	AFNOR / CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205250	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR / CM - VACIO	VC	AFNOR / CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-
205251	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 1,5 M - AFNOR / CM - N2O	N2O	AFNOR / CM	LONGITUD: 1,5M	-	Gasinox	-
205252	CONJ. MANGUERA FLEXIBLE 3 M - AFNOR / CM - N2O	N2O	AFNOR / CM	LONGITUD: 3M	-	Gasinox	-