

REFERENCIA DEL PRODUCTO

- **FABRICANTE:** STAUBLI
- **REF. FABRICANTE:** N00xxxxxx



1

DESCRIPCIÓN

Permite la aplicación de Aire Medicinal para el secado de instrumentos quirúrgicos durante sus ciclos de limpieza y desinfección.

Eficacia

- Pistola desengrasada, sin alterar la calidad medicinal del aire utilizado para las aplicaciones de esterilización.
- Soplado directo y concentrado, ofreciendo un rendimiento óptimo.
- Alta sensibilidad de disparo para un soplado verdaderamente progresivo.

Comodidad de uso

- Excelente memoria plástica y elasticidad permanente para volver a la posición inicial tras la extensión, con la zona de trabajo siempre libre.
- Gran extensión, reduciendo la fatiga del usuario.

Ergonomía

- Un diseño pensado para combinar seguridad y comodidad.
- Equipo completo, con manguera en espiral y conectores rápidos de aire medicinal tipo STÄUBLI (8 bar).

Robusto y a prueba de golpes

- Los materiales compuestos utilizados ofrecen una gran resistencia a los golpes.

CONFIGURACIÓN

Características

- > Conexión: enchufe rápido STÄUBLI 8 bar
- > Presión máxima de trabajo: 10 bar

Dimensiones:

- Longitud extendida: 5 metros
- Longitud replegada: 1,5 metros
- > Diámetro interior/exterior del tubo: 6,5 mm x 10 mm
- > Diámetro exterior de las bobinas: 52 mm

Materiales:

- Espiral de poliuretano
- Pistola fabricada con materiales compuestos muy resistentes
- > Probado y fabricado específicamente para una aplicación hospitalaria: desengrase y limpieza con
- Desengrasado y limpieza con nitrógeno y montaje en una zona específica.

Higiene

- > Todos estos materiales pueden limpiarse a baja presión (10 bar como máximo) o por inmersión en un detergente, desinfectante, bactericida del tipo Surfanios®.
- > El material debe secarse antes del almacenamiento para evitar cualquier riesgo de corrosión.



2



3

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO DE TOMA	FABRICANTE	LEYENDA
30655	PISTOLA SOPRO C.SERP. E EMB-STÄUBLI	AIRE	AFNOR	STÄUBLI	1
168259	PISTOLA AIRE STÄUBLI (SOLO PISTOLA)	AIRE	AFNOR	STÄUBLI	2
30658	CONEXIÓN ENTRE A PISTOLA STÄUBLI E A TOMA - 1/4"	AIRE	AFNOR	STÄUBLI	3