

# FICHA TÉCNICA

## MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

## KIT PRIMEROS AUXILIOS SALVAMENTO ACUÁTICO

### MODELO

KIT ACUÁTICO

### DESCRIPCIÓN

El kit de primeros auxilios de oxígeno medicinal para salvamento acuático le hace la vida más fácil: tiene un fácil manejo e incluye un servicio integral de mantenimiento. Se trata de un botiquín de urgencias destinado a facilitar la labor de los profesionales sanitarios en situaciones de emergencia en entornos acuáticos.

El kit acuático está equipado con la mochila acuática que se adapta a todas las intervenciones en entorno acuático (mar, piscinas,...) La mochila está fabricada en lona revestida y con cremallera YKK especialmente concebida para evitar la corrosión



### CONFIGURACIÓN

Botella compacta de Oxígeno Medicinal.  
Guía de utilización.

#### Kit para niño:

- Mascarilla para niño de alta concentración;
- Insuflador manual para niño.

#### Kit para adulto:

- Mascarilla para adulto de alta concentración;
- Insuflador manual para adulto.

#### Kit instrumental:

- Pinza tiralengua;
- Tubo guedel estéril (nº 1-2-3);
- Abreboca de Maude;
- Manta térmica.

## GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN
163360	KIT ACUÁTICO