

FICHA TÉCNICA

MATERIAL ACCESORIOS

Gases Medicinales

TOMA HEYER DIN

MODELO

TOMA HEYER - DIN

NORMAS Y LEGISLACIÓN DE REFERENCIA

- En conformidad con el Reglamento nº 745/2017
- En conformidad con la norma DIN 13260-2

REFERENCIA DEL PRODUCTO SANITARIO

- **FABRICANTE:** Heyer Aerotech
- **CERTIFICACIÓN CE:** Clase IIa
- **REF. FABRICANTE:** 743 - XXX , 745 - XXX

DESCRIPCIÓN

La toma HEYER, de norma DIN, se utiliza para realizar conexiones rápidas, con la máxima seguridad, a la red de gases medicinales. El dispositivo permite disponer rápidamente de los gases medicinales esenciales para el tratamiento de los pacientes. Es un producto sanitario.



Toma de Pared



Toma de Empotrar

CONFIGURACIÓN



Toma de Cabecero

Empotrar

- Conexión según DIN 13260-2
- Toma de la válvula H = 27 mm
- Profundidad de montaje aprox. 65 mm
- Diámetro de instalación aprox. 70 mm
- Placa frontal 90 x 90 mm
- Tubo de cobre Ø 8 mm

Pared

- Conexión según DIN 13260-2
- Toma de la válvula H = 27 mm
- Profundidad 70 mm
- Anchura 85 mm
- Altura 85 mm
- Tubo de cobre Ø 8 mm

Cabecero

- Conexión según DIN 13260-2
- Toma de la válvula H = 19 mm
- Profundidad de montaje 57 mm
- Tubo de cobre Ø 8 mm

GAMA DE PRODUCTOS (CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR)

CÓDIGO	DENOMINACIÓN	GAS	TIPO TOMA	TIPO
200040	TOMA DIN O2 EMPOTRADA HEYER	O2	DIN	Empotrar
200041	TOMA DIN AIRE EMPOTRADA HEYER	AIRE	DIN	Empotrar
200062	TOMA DIN N2O EMPOTRADA HEYER	N2O	DIN	Empotrar
200063	TOMA DIN VACÍO EMPOTRADA HEYER	VC	DIN	Empotrar
200064	TOMA DIN CO2 EMPOTRADA HEYER	CO2	DIN	Empotrar
200065	TOMA DIN O2 SUPERFICIE HEYER	O2	DIN	Pared
200066	TOMA DIN AIRE SUPERFICIE HEYER	AIRE	DIN	Pared
200067	TOMA DIN N2O SUPERFICIE HEYER	N2O	DIN	Pared
200068	TOMA DIN VACÍO SUPERFICIE HEYER	VC	DIN	Pared
200069	TOMA DIN CO2 SUPERFICIE HEYER	CO2	DIN	Pared
200070	TOMA DIN O2 CABECERO HEYER VERNIER	O2	DIN	Cabecero
200071	TOMA DIN AIRE CABECERO HEYER VERNIER	AIRE	DIN	Cabecero
200072	TOMA DIN N2O CABECERO HEYER VERNIER	N2O	DIN	Cabecero
200073	TOMA DIN VACÍO CABECERO HEYER VERNIER	VC	DIN	Cabecero
200074	TOMA DIN CO2 CABECERO HEYER VERNIER	CO2	DIN	Cabecero
200075	TOMA SEGA CABECERO HEYER	EGA	EN ISO 9170-2	Cabecero
200076	TOMA SEGA EMPOTRAR HEYER	EGA	EN ISO 9170-2	Empotrar
200077	TOMA SEGA SUPERFICIE HEYER	EGA	EN ISO 9170-2	Pared